



Companion Offline-First para TDAH & Saúde Integrada

Especificação técnica de produto, arquitetura de software Flutter, design system *Soft Liquid Glass*, fluxos cognitivos de baixa fricção, assistência Des-Trava anti-paralisia executiva e integração com Apple Health / Health Connect.

VERSÃO DO DOCUMENTO

1.0 — Oficial

DATA DE EMISSÃO

24 de Setembro de 2026

STACK TECNOLÓGICA

Flutter · Riverpod · HealthKit

APP IDENTIFIER / ANDROID

dev.noa.lumen (package noa)

PLATAFORMAS-ALVO

iOS (primário), Android, Web

ESTADO DE DESENVOLVIMENTO

Fase 0 Concluída (MVP Operacional)

Micro Check-in

Humor & Foco ~10s

Rotina do Dia

Âncora & Hábitos

Medicação

Janela de Eficácia

Des-Trava

3 Micro-passos

Sono & Biometria

Apple HealthKit

Hub Clínico

Export p/ Terapia

Teal Primário (Identidade & Ações)

#1FAF8A

Lavanda Acento (Sono & State of Mind)

#8B7BC8

Coral Ação (Des-Trava Anti-paralisia)

#FF8A5C

Índice do Documento

1. Visão do produto

2. Identidade e posicionamento

3. Público e personas

4. Princípios de design (UX TDAH)

5. Arquitetura técnica

6. Mapa de features atuais

7. Modelos de dados

8. Fluxos de usuário
9. Integrações

10. i18n, tema e design system

11. Tasks de desenvolvimento (estado atual)

12. Roadmap

13. Backlog / features futuras

14. Critérios de aceite e qualidade

15. Glossário

16. Como atualizar este GDD

1 Visão do produto

Elevator pitch

Lumen é um companion offline-first para pessoas com TDAH: registra humor, foco, rotina e medicação em segundos, correlaciona com sono/recuperação do Apple Health e gera resumos compartilháveis com o terapeuta — sem pressão, sem gamificação punitiva.

Problema

Pessoas com TDAH:

- esquecem doses e perdem a janela de eficácia do estimulante;
- têm dificuldade em manter diários longos;
- chegam na terapia sem dados concretos ("foi uma semana difícil");
- sofrem overload sensorial e paralisia executiva sem ferramentas imediatas;
- já geram dados ricos no Apple Health (sono, HRV, State of Mind) que ninguém interpreta no contexto TDAH.

Solução

Um único hub com:

PILAR	O QUE FAZ
Check-in micro	Humor + foco + energia em ~10s
Rotina do dia	Âncora, micro-hábitos, água, State of Mind
Medicação	Agenda, estoque, tomada/snooze/pular, janela de eficácia
Des-Trava	Assistente de 3 micro-passos + timer 60s
Sono & recuperação	Cards + correlações acionáveis
Hub clínico	PDF, WhatsApp, card visual semanal

Não-objetivos (por enquanto)

- Diagnóstico médico ou prescrição.
- Rede social / feed.
- Coach de produtividade genérico (Pomodoro agressivo, streaks punitivos).
- Conta obrigatória na nuvem (MVP é local-first).

2

Identidade e posicionamento

CAMPO	VALOR
Nome de produto	Lumen
Package / código	noa
Tom de voz	Calmo, direto, sem culpa ("sem pressão")
Metáfora visual	Soft Liquid Glass — superfícies leves, CTAs vivos, fundo creme/preto suave
Cores-chave	Teal <code>#1FAF8A</code> (primária), lavanda <code>#8B7BC8</code> (acento), coral <code>#FF8A5C</code> (Des-Trava)
Locales	<code>pt</code> (fonte), <code>en</code> , <code>es</code> , <code>ja</code>

Nome no código vs. produto

- UI / I10n / docs de produto → **Lumen**
- `pubspec.name`, Android package → **noa**
- Channel HealthKit → `dev.noa.lumen/healthkit_bridge`

3

Público e personas

PERSONA A · USUÁRIO PRIMÁRIO

“Marcelo” (Adulto com TDAH, iPhone + Apple Watch)

- Adulto com TDAH diagnosticado, em acompanhamento.
- Usa iPhone + Apple Watch.
- Toma estimulante (ex.: 10h de duração).
- Quer dados objetivos para a sessão de terapia.
- Evita apps com muitos campos obrigatórios.

PERSONA B · PROFISSIONAL CLÍNICO

Terapeuta & Psiquiatra (Consumidor de Dados / Relatórios)

- Recebe PDF, texto WhatsApp ou card semanal.
- Precisa de padrões (sono REM x paralisia, adesão, overload sensorial), não de raw dumps.

PERSONA C · USUÁRIO SECUNDÁRIO

Usuário Android (Health Connect / Standalone)

- Mesma UX local; Health Connect parcial; bridge State of Mind / ambiente = no-op ou vazio.
-

4

Princípios de design (UX TDAH)

1. **Baixa fricção** — ações principais em 1–2 toques; check-in cabível em bottom sheet.
 2. **Sem culpa** — copy sem “você falhou”; pular dose tem espaço para motivo.
 3. **Uma coisa por tela/seção** — home é hub; cada card leva a um job claro.
 4. **Feedback imediato** — haptic no Des-Trava; snackbars curtos; skeletons em vez de spinners longos.
 5. **Offline-first** — SharedPreferences; Health é enriquecimento, não bloqueio.
 6. **Acessibilidade cognitiva** — contraste alto, tipografia legível, ícones Material consistentes (`AppIcons`).
 7. **Glass com propósito** — sheets e CTAs secundários; fundo sólido (sem auras/ruído).
-

5

Arquitetura técnica

```
lib/
├─ main.dart                # bootstrap + LumenApp
├─ core/                   # tema, i18n providers, widgets, ícones
├─ features/
│   ├─ home/               # HomeScreen (hub)
│   ├─ routine_mood/       # check-in, rotina diária, mood repo
│   ├─ medications/       # meds + logs + lembretes + efficacy
│   ├─ sleep_analytics/    # cards + CorrelationEngine
│   ├─ state_of_mind/      # modelo/labels/editor (clone Apple)
│   ├─ health_sync/       # consent + mirror → Health
│   ├─ therapist_export/   # PDF / WhatsApp / share card
│   └─ unstuck_assistant/  # Des-Trava
├─ integrations/
│   ├─ health/             # HealthService + AppleHealthService
│   └─ healthkit_bridge/   # MethodChannel iOS extra
└─ l10n/                  # ARB + gen-l10n
```

Padrões

CAMADA	PADRÃO
Estado	Riverpod (<code>Provider</code> , <code>StateNotifier</code> , <code>FutureProvider</code>)
Persistência	SharedPreferences (JSON maps)
Domínio	classes imutáveis + <code>toMap</code> / <code>fromMap</code>
Health	interface <code>HealthService</code> → <code>AppleHealthService</code>
UI	Material 3 + glass surfaces; navegação <code>MaterialPageRoute</code>

Dependências relevantes

`flutter_riverpod` , `health` , `fl_chart` , `pdf` + `printing` , `share_plus` , `shared_preferences` , `uuid` , `url_launcher` , `flutter_local_notifications` , `intl` / `flutter_localizations` .

6 Mapa de features atuais

Legenda de status: ✓ feito · 🟡 parcial · ✖ ausente · ✦ futuro (ver §13)

6.1 Home (hub)

ID	FEATURE	STATUS	ARQUIVO-CHAVE
H01	Saudação + subtítulo “sem pressão”	✓ Feito	home_screen.dart
H02	Toggle tema claro/escuro/sistema	✓ Feito	theme_mode_provider.dart
H03	Seletor de idioma	✓ Feito	language_selector_dialog.dart
H04	CTA Check-in rápido	✓ Feito	→ QuickCheckinModal
H05	CTA Des-Trava	✓ Feito	→ UnstuckSheet
H06	Atalho Rotina do dia	✓ Feito	→ DailyRoutineScreen
H07	Card Medicações (resumo do dia)	✓ Feito	logs pending/taken
H08	Card Sono	✓ Feito	SleepDashboardCard
H09	Card Recuperação	✓ Feito	RecoveryDashboardCard
H10	Hub terapeuta	✓ Feito	TherapistExportHubScreen
H11	Insights “padrões do cérebro”	✓ Feito	correlationInsightsProvider
H12	Lista entradas recentes (mood)	✓ Feito	últimos 4
H13	Pull-to-refresh (sono + mood)	✓ Feito	
H14	Perfil / nome dinâmico	🟡 Parcial	nome fixo “Marcelo”

6.2 Check-in rápido (mood)

ID	FEATURE	STATUS	NOTAS
C01	Valência 1–5	✓ Feito	
C02	Estado de foco (4)	✓ Feito	focused / hyperfocus / scattered / paralyzed
C03	Energia (5)	✓ Feito	drained → hyper
C04	Toggle medicação tomada	✓ Feito	
C05	Toggle overload sensorial	✓ Feito	

ID	FEATURE	STATUS	NOTAS
C06	Labels emocionais (State of Mind)	✓ Feito	busca + chips multilíngues
C07	Nota livre opcional	✓ Feito	
C08	Persistência local	✓ Feito	MoodRepository
C09	Espelho automático no Apple SoM	🕒 Parcial	via rotina/mirror; check-in grava local

6.3 Rotina do dia

ID	FEATURE	STATUS	NOTAS
R01	Âncora / foco principal do dia	✓ Feito	texto livre
R02	Editor State of Mind	✓ Feito	valence + labels + associations
R03	Micro-hábitos (CRUD + check)	✓ Feito	lista custom
R04	Água (copos)	✓ Feito	
R05	Toggle medicação prescrita	✓ Feito	flag diária (além do módulo meds)
R06	Notas para o terapeuta	✓ Feito	
R07	Reflexão noturna	✓ Feito	campo no modelo
R08	Salvar + snackbar	✓ Feito	
R09	Mirror Health (água, mindfulness, SoM)	✓ Feito	se sync habilitado
R10	Preferências de micro-hábitos default	✓ Feito	micro_habits_prefs.dart

6.4 Medicações

ID	FEATURE	STATUS	NOTAS
M01	CRUD medicamento	✓ Feito	nome, dose, ícone, horários, dias, duração, estoque
M02	Logs do dia (gerar a partir da agenda)	✓ Feito	
M03	Marcar tomado / pular / snooze	✓ Feito	
M04	Janela de eficácia (pico / crash)	✓ Feito	EfficacyWindowBar
M05	Alerta de refil	✓ Feito	threshold
M06	Importar meds do Apple Health	✓ Feito	bridge readMedications

ID	FEATURE	STATUS	NOTAS
M07	Sync dose events Apple ↔ Lumen	Parcial	read + write na bridge; UX parcial
M08	Notificações locais	Parcial	snooze show; agenda diária recorrente incompleta
M09	Vincular med local ↔ concept Apple	Parcial	campos <code>appleConceptId</code> / <code>rxNormCode</code>

6.5 Sono & analytics

ID	FEATURE	STATUS	NOTAS
S01	Histórico sono 14 dias	✓ Feito	Health
S02	Card última noite (estágios, score)	✓ Feito	REM/deep/light
S03	Déficit sono / REM flags	✓ Feito	domínio <code>SleepRecord</code>
S04	Recuperação (HRV, RHR, passos, exercício)	✓ Feito	
S05	Ambiente (luz, dB ambiental/fones)	✓ Feito	iOS bridge
S06	Gráficos (<code>fl_chart</code>)	✓ Feito	nos cards
S07	Correlação sono × humor × recuperação	✓ Feito	<code>CorrelationEngine</code>
S08	Insights acionáveis na home	✓ Feito	multilíngue

Insights implementados:

- Coletando dados (estado vazio)
- Déficit REM × paralisia / esgotamento
- Fluxo mental (dias bons)
- Overload sensorial (contagem)
- HRV baixa × dias difíceis
- Poucos passos × travamento
- Pouca luz do dia × humor baixo
- Ruído alto × overload sensorial

6.6 State of Mind

ID	FEATURE	STATUS	NOTAS
SM01	Modelo alinhado HKStateOfMind	✓ Feito	kind, valence -1...1, labels, associations
SM02	Labels + associations localizados	✓ Feito	<code>state_of_mind*.dart</code>

ID	FEATURE	STATUS	NOTAS
SM03	Editor na rotina	✓ Feito	
SM04	Leitura histórico Apple	✓ Feito	bridge
SM05	Escrita Apple	✓ Feito	mirror + bridge
SM06	Merge “mais recente vence”	✓ Feito	

6.7 Health Sync

ID	FEATURE	STATUS	NOTAS
HS01	Consent sheet explicativo	✓ Feito	
HS02	Request permissions (plugin + bridge)	✓ Feito	
HS03	Flag sync enabled (prefs)	✓ Feito	
HS04	Mirror água / mindfulness / SoM	✓ Feito	
HS05	Health Connect Android completo	🕒 Parcial	contrato existe; cobertura parcial
HS06	Onboarding sync no primeiro uso	🕒 Parcial	sheet existe; trigger pontual

6.8 Hub terapeuta / export

ID	FEATURE	STATUS	NOTAS
T01	Hub com preview card semanal	✓ Feito	
T02	Telefone do terapeuta (prefs)	✓ Feito	
T03	Enviar resumo WhatsApp	✓ Feito	fallback clipboard
T04	Compartilhar card imagem	✓ Feito	ShareCardExporter
T05	Relatório PDF (preview + print/share)	✓ Feito	TherapistPdfGenerator
T06	Incluir sono, mood, recovery, insights	✓ Feito	
T07	Nome do paciente configurável	🕒 Parcial	hardcoded “Marcelo P.”
T08	Período custom (7/14/30)	🕒 Parcial	PDF usa <code>periodDays</code> ; UI limitada

6.9 Des-Trava (Unstuck)

ID	FEATURE	STATUS	NOTAS
U01	Bottom sheet glass	✓ Feito	
U02	3 micro-passos sequenciais	✓ Feito	
U03	Timer 60s + orb animada	✓ Feito	
U04	Haptic + snack de conclusão	✓ Feito	
U05	Passos personalizáveis / contexto mood	✦ Futuro	

6.10 Plataforma / infra

ID	FEATURE	STATUS	NOTAS
P01	i18n pt/en/es/ja + doloc	✓ Feito	ver docs/i18n.md
P02	Tema claro/escuro/sistema	✓ Feito	
P03	Design system (cores, spacing, glass)	✓ Feito	
P04	Skeletons / FadeSwap	✓ Feito	
P05	Widget tests básicos	🕒 Parcial	test/widget_test.dart
P06	Auth / cloud backup	✗ Ausente	
P07	Analytics de produto	✗ Ausente	

7

Modelos de dados

MoodEntry

CAMPO	TIPO	DESCRIÇÃO
id	String (uuid)	
timestamp	DateTime	
valence	int 1–5	
energy	EnergyLevel	
focus	FocusState	
tookMedication	bool	
sensoryOverload	bool	
note	String?	
emotionLabels	Set<String>	IDs Apple-like
emotionSource	StateOfMindSource	lumen / appleHealth

DailyRoutineState

CAMPO	TIPO	DESCRIÇÃO
date	DateTime	dia civil
mainFocusAnchor	String	âncora
stateOfMind	StateOfMindEntry?	
eveningReflection	String	
microHabits	List<String>	
completedHabits	Set<String>	
waterGlasses	int	
tookPrescribedMedication	bool	
therapistNotes	String?	

Medication

CAMPO	TIPO	DESCRIÇÃO
id, name, dosage		

CAMPO	TIPO	DESCRIÇÃO
shapelcon	capsule/tablet/liquid/drop	
scheduledTimes	List<String>	HH:mm
daysOfWeek	List<int>	1–7
totalStock / remainingStock	int	
refillWarningThreshold	int	default 5
durationHours	int	janela eficácia
instructions	String	
active	bool	
appleConceptId / rxNormCode	String?	
source	local / appleHealth / linked	

MedicationLog

takenAt · skipped · skipReason · snoozedUntil · source (lumen / appleHealth)

SleepRecord / DailyRecoverySnapshot / DailyEnvironmentSnapshot

Ver lib/integrations/health/models/. Thresholds de insight:

- Sono déficit: < 6h
- REM déficit: < 75 min
- HRV baixa: < 40 ms
- Passos baixos: < 4000
- Luz baixa: < 20 min
- Ruído alto: ambiental ≥ 70 dB ou fones ≥ 80 dB

Persistência (chaves conceituais)

Tudo via SharedPreferences + JSON. Preferências extras: sync Health, telefone terapeuta, tema, locale, micro-hábitos, contadores de mirror diário.

8

Fluxos de usuário

FLUXO F1 — Check-in matinal (caminho feliz)

```
Home → Check-in → valência/foco/energia/[labels] → Salvar  
→ MoodRepository  
→ Home atualiza “entradas recentes” + insights (se dados suficientes)
```

FLUXO F2 — Rotina com mirror Health

```
Home → Rotina → editar âncora / SoM / hábitos / água → Salvar  
→ RoutineRepository  
→ RoutineHealthMirror (se HS enabled)  
→ writeWater / writeMindfulness / writeStateOfMind
```

FLUXO F3 — Tomar medicação

```
Home → Medicações → card dose pendente → Tomar  
→ log.takenAt = now; estoque--; EfficacyWindowBar  
→ (opcional) writeDoseEvent Apple
```

FLUXO F4 — Paralisia executiva

```
Home → Des-Trava → passo 1 → timer 60s → passo 2 → passo 3 → snack
```

FLUXO F5 — Preparar sessão clínica

```
Home → Hub terapeuta → (config telefone) → WhatsApp | Share card | PDF
```

FLUXO F6 — Conectar Apple Health

```
Consent sheet → permissions plugin + bridge → syncEnabled=true  
→ invalidate sleep/recovery providers
```

9

Integrações

Apple Health / HealthKit

DADO	DIREÇÃO	VIA
Sono (estágios)	←	plugin <code>health</code>
HRV, RHR, passos, exercício	←	plugin <code>health</code>
Time in daylight, áudio	←	<code>HealthKitBridge</code>
State of Mind	↔	bridge
Medicamentos / dose events	↔	bridge
Água / mindfulness	→	plugin / serviço

WhatsApp

`url_launcher` com deep link; fallback clipboard.

Notificações

`flutter_local_notifications` — canal `medication_reminders`; uso atual focado em snooze.

Tradução

doloc.io a partir de `app_pt.arb` → en/es/ja. Ver [i18n.md](#).

10 i18n, tema e design system

i18n

- Fonte: `lib/l10n/app_pt.arb`
- Acesso: `AppLocalizations.of(context)` ou `appLocalizationsProvider`
- Labels SoM: mapas por `languageCode` (não ARB)

Tema

- `AppTheme.lightTheme` / `darkTheme`
- Tokens: `AppColors`, `AppSpacing`, `AppRadii`, `GlassSurface` / `GlassSheet`
- Responsive: `responsive.dart` (`kMinBodySecondary`, etc.)

Navegação atual

Sem router nomeado: `Navigator.push` + modals. Home = root.

11 Tasks de desenvolvimento (estado atual)

Use esta lista como board. IDs batem com features da §6.

Epic A — Fundação (concluído)

- ☒ A1 Bootstrap Flutter + Riverpod + SharedPreferences
- ☒ A2 Design system Soft Liquid Glass
- ☒ A3 Home hub com CTAs principais
- ☒ A4 i18n 4 locais + pipeline doloc
- ☒ A5 Tema claro/escuro/sistema

Epic B — Humor & rotina (concluído / polish)

- ☒ B1 MoodEntry + repository
- ☒ B2 Quick check-in modal completo
- ☒ B3 Daily routine screen + save
- ☒ B4 State of Mind editor + labels
- ☐ B5 Unificar flag “med tomada” (check-in × rotina × MedicationLog)
- ☐ B6 Nome do usuário dinâmico (remover hardcoded)

Epic C — Medicações

- ☒ C1 Modelo Medication + MedicationLog
- ☒ C2 UI lista + add sheet + card ações
- ☒ C3 Efficacy window
- ☒ C4 Import Apple meds
- ☐ C5 Agendar notificações recorrentes por horário
- ☐ C6 Deep link notificação → tela meds / ação tomada
- ☐ C7 Escrita consistente de dose events no Health
- ☐ C8 UI de vincular med local ↔ Apple concept
- ☐ C9 Histórico multi-dia de adesão (gráficos)

Epic D — Health & insights

- ☒ D1 HealthService abstrato + AppleHealthService
- ☒ D2 Sleep + recovery cards
- ☒ D3 CorrelationEngine (vários insights)
- ☒ D4 Consent + mirror rotina
- ☒ D5 Bridge luz/áudio/SoM/meds
- ☐ D6 Implementação sólida Health Connect (Android)
- ☐ D7 Cache local de snapshots Health (offline resiliente)

- ☐ D8 Onboarding guiado na 1ª abertura
- ☐ D9 Insights com período configurável e confiança estatística

Epic E — Export clínico

- ☒ E1 Hub + WhatsApp formatter
- ☒ E2 Share card PNG
- ☒ E3 PDF generator rico
- ☐ E4 Perfil paciente (nome, idade, diagnóstico opcional)
- ☐ E5 Seletor de período 7/14/30 na UI
- ☐ E6 Incluir adesão meds + notas de rotina no PDF
- ☐ E7 Export CSV / JSON para o próprio usuário

Epic F — Des-Trava

- ☒ F1 Fluxo 3 passos + timer
- ☐ F2 Variantes por contexto (paralisia vs scattered vs overload)
- ☐ F3 Histórico “quantas vezes usei esta semana”
- ☐ F4 Integração opcional: criar micro-hábito a partir do passo

Epic G — Qualidade & release

- ☐ G1 Cobertura de testes unitários (domínio + engine)
- ☐ G2 Testes de widget por feature crítica
- ☐ G3 CI (analyze + test + gen-l10n check)
- ☐ G4 Privacy Nutrition Labels / política de privacidade
- ☐ G5 Screenshots App Store / Play
- ☐ G6 Soft launch TestFlight

12

Roadmap

Fase 0 — MVP interno (atual) ✓

App usável localmente no iPhone do usuário-alvo: check-in, rotina, meds, sono, insights, export.

Critério de saída: uso diário real por ≥1 semana sem crash bloqueante.

Fase 1 — Polish clínico & meds (próxima)

Objetivo: adesão e export “prontos para sessão”.

ITEM	PRIORIDADE	EPIC
Notificações recorrentes de dose	P0	C5–C6
Perfil paciente (nome)	P0	B6, E4
Período no export	P1	E5
PDF com adesão + notas rotina	P1	E6
Onboarding Health + permissões	P1	D8
Unificar medicação tomada	P2	B5

Meta: v1.1 TestFlight.

Fase 2 — Android parity & resiliência

ITEM	PRIORIDADE
Health Connect: sono + recovery mínimos	P0
Cache Health offline	P1
Notificações Android estáveis	P0
Testes engine + repos	P1

Meta: v1.2 dual-platform.

Fase 3 — Inteligência & personalização

ITEM	PRIORIDADE
Des-Trava contextual	P1
Mais regras de correlação + transparência (“com base em N dias”)	P1

ITEM	PRIORIDADE
Gráficos de adesão e humor 30 dias	P1
Lembretes suaves de check-in (não spam)	P2

Meta: v1.3 "padrões confiáveis".

Fase 4 — Conta opcional & sync (futuro)

Ver §13. Só após validar retenção local.



13 Backlog / features futuras

Área reservada para ideias **não comprometidas**. Mova para o roadmap (§12) só com prioridade e epic.

13.1 Produto / UX

ID	IDEIA	NOTAS
FUT-01	Onboarding narrativo (3 telas)	valores Lumen + permissões
FUT-02	Perfil completo	nome, avatar, fuso, terapeuta
FUT-03	Widgets iOS (check-in / próxima dose)	
FUT-04	Shortcuts / App Intents "check-in"	
FUT-05	Modo "dia difícil" (UI reduzida)	menos estímulos
FUT-06	Rotina com templates (dias úteis / fds)	
FUT-07	Reflexão noturna com prompt guiado	
FUT-08	Streaks não punitivos (opcional, off by default)	
FUT-09	Dark mode automático por horário de sono	
FUT-10	Acessibilidade: Dynamic Type + Reduce Motion	

13.2 Medicação

ID	IDEIA	NOTAS
FUT-20	Protocolo multi-dose complexo	PRN, efervescente
FUT-21	Crash predictor (notificar ~1h antes do fim da janela)	
FUT-22	Interação med × sono no insight	
FUT-23	Inventário / foto da caixa	
FUT-24	Compartilhar plano de meds com prescritor (PDF dedicado)	

13.3 Saúde & dados

ID	IDEIA	NOTAS
FUT-30	Ciclo menstrual / fatores hormonais (opt-in)	

ID	IDEIA	NOTAS
FUT-31	Caféina / álcool como tags no check-in	
FUT-32	Localização aproximada / clima (opt-in)	correlacionar
FUT-33	Import CSV histórico	
FUT-34	Export GDPR / exclusão total com 1 toque	
FUT-35	Watch complication / app watchOS	

13.4 Clínico / B2B

ID	IDEIA	NOTAS
FUT-40	Portal web somente-leitura para terapeuta	auth + consent
FUT-41	Código de vínculo paciente↔clínica	
FUT-42	Templates de relatório por especialidade	psiq / TCC
FUT-43	Escalas validadas (ASRS, PHQ-9) opcionais	não diagnóstico

13.5 Plataforma

ID	IDEIA	NOTAS
FUT-50	Conta Apple/Google opcional + backup iCloud/Drive	
FUT-51	Sync multi-device E2E	
FUT-52	go_router + deep links	
FUT-53	Feature flags remotas	
FUT-54	Crashlytics / analytics privacy-first	
FUT-55	Monetização: freemium clínico / família	TBD ética

13.6 Des-Trava & bem-estar

ID	IDEIA	NOTAS
FUT-60	Biblioteca de protocolos (body double, body scan, 5-4-3-2-1)	
FUT-61	Áudio guiado curto (local)	
FUT-62	Modo "body doubling" timer com check silencioso	

ID	IDEIA	NOTAS
FUT-63	Integração Focus modes iOS	

13.7 Caixa livre (rascunhos)

Use esta lista em brainstorm. Não priorizar aqui.

- ☐ ...
- ☐ ...
- ☐ ...

14

Critérios de aceite e qualidade

Aceite por feature (checklist genérico)

- 1. Funciona offline (exceto dados Health).
- 2. Strings em `app_pt.arb` + doloc rodado se novas chaves.
- 3. Light + dark sem overflow / contraste ilegível.
- 4. Empty / loading / error states cobertos.
- 5. Não bloqueia UX se Health negar permissão.
- 6. Sem emojis decorativos novos (preferir `AppIcons`); exceção legado efficacy ⚡ — migrar quando possível.

Definition of Done (release)

- ☐ flutter analyze limpo
- ☐ Testes críticos passando
- ☐ Privacy copy alinhada ao que o app realmente lê/escreve
- ☐ README + este GDD atualizados se mudou escopo

Métricas de produto (sugeridas — ainda não instrumentadas)

MÉTRICA	META INICIAL
Check-ins / semana	≥ 5
Taxa de abertura do Des-Trava em dias “paralyzed”	acompanhar
Export usado antes de consulta	≥ 1x / 2 semanas
Crash-free sessions	≥ 99%

15

Glossário

TERMO	SIGNIFICADO
Check-in	Registro rápido de humor/foco/energia
Des-Trava	Assistente anti-paralisia (Unstuck)
Janela de eficácia	Período estimado pós-dose (pico → crash)
Insight	Correlação textual acionável
Mirror	Escrita de dados locais no Apple Health
State of Mind (SoM)	Modelo emocional estilo Apple Health
Âncora	Único foco principal do dia
Hub clínico	Tela de export para terapeuta

16 Como atualizar este GDD

1. **Nova feature shipped** → marque ✓ na §6 e [x] na §11; se era FUT-*, remova do §13.
2. **Mudança de escopo** → atualize §1 e §12; bump versão do doc no topo.
3. **Nova ideia** → só §13 (caixa livre ou tabela); não misture com “atual”.
4. **Task em andamento** → pode linkar issue/PR ao lado do ID (C5).
5. Mantenha este arquivo como **fonte de verdade de produto**; código é fonte de verdade de implementação — se divergirem, alinhe o GDD.

Apêndice A — Mapa rápido tela → arquivo

TELA / SHEET	PATH
Home	lib/features/home/presentation/home_screen.dart
Check-in	lib/features/routine_mood/presentation/quick_checkin_modal.dart
Rotina	lib/features/routine_mood/presentation/daily_routine_screen.dart
Medicações	lib/features/medications/presentation/medications_screen.dart
Des-Trava	lib/features/unstuck_assistant/presentation/unstuck_sheet.dart
Hub terapeuta	lib/features/therapist_export/presentation/therapist_export_hub_screen.dart
PDF	lib/features/therapist_export/service/therapist_pdf_generator.dart
Consent Health	lib/features/health_sync/presentation/health_sync_consent_sheet.dart
Bridge iOS	ios/Runner/HealthKitBridge.swift

Apêndice B — Comandos úteis

```
flutter pub get
flutter run
flutter gen-l10n
export API_TOKEN=... && dart run tool/doloc.dart && flutter gen-l10n
flutter test
flutter analyze
```

Fim do GDD v1.0 — Lumen